

多管涡旋混合仪/振荡器

多管涡旋振荡器（多管涡旋混匀仪/混合器）采用直流无刷电机和微电脑控制技术。人机界面操作模式简单易用，通过更换不同的试管固定海绵支架，能够对各类常用试管进行混匀振荡，最多一次可混合处理50个样品。适用于生物工艺学，微生物学和医学分析等领域对准确度和重复性有较高要求的应用。对于悬浮液、临床、环境和化学实验室中高通量测试效率大大提高。


- ◆ LED显示，一键式操作模式，简单易用。
- ◆ 1MIN ~ 99H59MIN范围内任意设定定时时间，运行结束后自动发出提示音。
- ◆ 多种海绵试管支架可选，用途广泛。
- ◆ 软启动，加速均匀，有效避免样品飞溅。
- ◆ 直流无刷电机驱动，速度精确、长寿命、免保养。
- ◆ 最多可以一次处理50个试验样品，让实验高效快捷。
- ◆ 操作面板简洁，微处理器精确控制，LED实时显示速度和和时间。
- ◆ 人性化的程序设计，内置点动脉冲和定时两种操作模式。

技术参数

型号	DHM-200(2019款)	DHM-200(2020款)
振荡速度	500-2500rpm	500-2800rpm
转速调节	10rpm	
回转直径(振幅)	4mm水平回转	
定时时间	0~99h59min	
运行中调速	/	支持
最大载重	4.5kg	5.0kg
功率	70W	100W
标配试管架	任选一个	
完成提示音	有	
托盘尺寸	310x180mm (长*宽)	
产品重量	15kg	
外型尺寸	410x276x432mm (长*宽*高)	
输入电源	AC100-240V 50-60Hz	

*仪器配置：泡沫试管架1个(T10~T29任选一个),上下托盘垫各一个。建议使用原厂专用试管架。

MULTITUBE VORTEXER 多管涡旋混合仪



可选配件（泡棉模块）

型号	规格	试管数	模块尺寸
T10	5ml	50	245x132x45mm
T15	10ml / 15ml	50	245x132x45mm
T20	20ml	50	245x132x45mm
T29	50ml	15	245x132x45mm
T00	上托盘垫	/	305x178x25mm
T01	下托盘垫	/	305x178x25mm

注:模块均为海绵材质,选择接近试管外径的规格即可。

